



Zapasowe cylindry do homogenizatorów tkankowych Potter-Elvehjem

WHEATON[®]

Cylindry do homogenizatorów Wheaton Potter-Elvehjem są przeznaczone jako części zapasowe do ręcznych homogenizatorów z tłuzkiem teflonowym. Powłoka ochronna z PCV zabezpiecza szkło przed zarysowaniami, poprawia chwyt i ogranicza ryzyko kontaktu z odłamkami w przypadku pęknięcia. Cylindry są autoklawowalne do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	9-0911	Cylindry do nr-art. 9-0910	2 szt.
	9-0913	Cylindry do nr-art. 9-0912	2 szt.
	9-0915	Cylindry do nr-art. 9-0914	2 szt.
	9-0917	Cylindry do nr-art. 9-0916	2 szt.
	9-0919	Cylindry do nr-art. 9-0918	2 szt.
	9-0921	Cylindry do nr-art. 9-0920	2 szt.

Opis

Charakterystyka cylindrów zapasowych

Zapasowe cylindry Wheaton są przeznaczone do homogenizatorów tkankowych Potter-Elvehjem. Umożliwiają wymianę elementu roboczego w przypadku zużycia, uszkodzenia lub potrzeby pracy z dodatkowymi cylindrami do różnych próbek.

Cylindry mają **ochronną powłokę z PCV**, która zwiększa bezpieczeństwo pracy w razie pęknięcia szkła, a jednocześnie ułatwia pewny chwyt i chroni powierzchnię przed oddziaływaniem mechanicznym. Elementy są **autoklawowalne** do 121°C i przeznaczone do stosowania z odpowiednimi [homogenizatorami Potter-Elvehjem](#).

Zapasowe tłuzki są dostępne na zapytanie.