



Wieloparametryczna sonda HI12883



Wieloparametryczna sonda HI12883 przeznaczona do mierników HI991300 i HI991301. Umożliwia pomiar pH, przewodności elektrycznej (EC), całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS) oraz temperatury za pomocą jednej sondy. Wyposażona jest w złącze DIN i przewód o długości 1 m.

Miniatura



Nr-art.

K-2744

Nazwa

Zapasowy czujnik HI 1288

Szt./Op.

1

Opis

HI12883 to sonda wieloparametryczna przeznaczona do współpracy z [miernikami HI991300 i HI991301](#). Łączy w jednej konstrukcji pomiar **pH, przewodności elektrycznej (EC), całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS) oraz temperatury**.

Wbudowany czujnik temperatury umożliwia kompensację wyników pH oraz EC/TDS w zależności od temperatury próbki.

Sonda posiada korpus z tworzywa sztucznego, złącze **DIN** oraz przewód o długości **1 m**. Zintegrowana konstrukcja pozwala wykonywać pomiary wielu parametrów bez konieczności zmiany sondy.