

Roztwór zerowy tlenu



Roztwór zerowy tlenu przeznaczony do pomiarów tlenu rozpuszczonego. Przygotowywany przez połączenie dwóch komponentów znajdujących się w zestawie. Po zmieszaniu może być przechowywany przez 1 miesiąc.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-2783	Roztwór zerowy tlenu	1 szt.

Opis

HI7040L to roztwór zerowy tlenu przeznaczony do zastosowań związanych z pomiarem tlenu rozpuszczonego.

Roztwór przygotowuje się przez zmieszanie dwóch składników znajdujących się w zestawie:

- HI7040-1 - komponent 1,
- HI7040-2 - komponent 2.

Do przygotowania roztworu należy połączyć zawartość butelki o pojemności 500 ml stanowiącej rozpuszczalnik z fiolką o pojemności 35 ml zawierającą odczynnik.

Po przygotowaniu roztwór może być przechowywany przez okres do 1 miesiąca.