



Elektroda pH FC 202D



Elektroda pH FC202D przeznaczona do pomiarów w produktach mlecznych, mięsie i produktach półstałych. Wyposażona w korpus z PVDF, stożkową końcówkę, czujnik temperatury oraz 7-przewodowy kabel o długości 1 m. Zakres pomiaru pH wynosi 0-12, a temperatury 0-50°C.

Miniatura



Nr-art.

K-2746

Nazwa

Elektroda pH FC 202D

Opis

FC202D to elektroda pH przeznaczona do pomiarów w mleku, jogurtach, produktach mlecznych, mięsie oraz produktach półstałych. **Zakres pomiaru pH wynosi 0-12**, natomiast **zakres temperatury 0-50°C**.

Elektroda ma korpus wykonany z PVDF oraz stożkową końcówkę o wymiarach 6 × 10 mm, przystosowaną do pomiarów w próbkach o bardziej zwartej konsystencji.

FC202D wykorzystuje pojedyncze odniesienie Ag/AgCl, otwarte złącze oraz elektrolit Wiscolen.

Elektroda wyposażona jest w 7-przewodowy kabel o długości 1 m. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 0,1 bara.

W naszej ofercie dostępny jest również kompatybilny [miernik HI99161](#).