



Dodatkowe uchwyty do rotatora Digi Mixer SU1801



Dodatkowe uchwyty przeznaczone do rotatora Digi Mixer SU1801. Dostępne są warianty do probówek 1,5/2,0 ml, 5,0/15 ml oraz 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Pozycja wytrząsania
	D-8802	Dodatkowy uchwyt do rotora	1,5/2,0 ml	36 miejsc	pozioma/pionowa
	D-8803	Dodatkowy uchwyt do rotora	5,0/15 ml	22 miejsca	pionowa
	D-8804	Dodatkowy uchwyt do rotora	50 ml	12 miejsc	pionowa
	D-8805	Dodatkowy uchwyt do rotora	5,0/15 ml	12 miejsc	pozioma
	D-8806	Dodatkowy uchwyt do rotora	50 ml	12 miejsc	pozioma

Opis

Uchwyty są przeznaczone **do stosowania z rotatorem Digi Mixer SU1801** i umożliwiają dostosowanie urządzenia do probówek o różnych pojemnościach. Poszczególne warianty różnią się liczbą miejsc oraz pozycją ustawienia probówek.

Dostępne są następujące wersje:

- D-8802 – 36 miejsc na próbki 1,5/2,0 ml, możliwość ustawienia poziomego lub pionowego,
- D-8803 – 22 miejsca na próbki 5,0/15 ml, ustawienie pionowe,
- D-8804 – 12 miejsc na próbki 50 ml, ustawienie pionowe,
- D-8805 – 12 miejsc na próbki 5,0/15 ml, ustawienie poziome,
- D-8806 – 12 miejsc na próbki 50 ml, ustawienie poziome.

Dobór odpowiedniego uchwytu pozwala dopasować konfigurację rotatora do rodzaju stosowanych probówek oraz wymaganej pozycji podczas mieszania.

W naszej ofercie dostępny jest również [rotator Digi Mixer SU1801](#).