



Akcesoria do wytrząsarki Vortexmaster SU1901



Akcesoria przeznaczone do wytrząsarki Vortexmaster SU1901. Dostępne są nasadka na płytki mikrotitracyjne, nasadka na 7 probówek o pojemności 1,5/2 ml oraz adapter do nasadki na probówki.

Miniatura



Nr-art.

D-8902

Nazwa

Nasadka na płytki mikrotitracyjne



D-8903

Nasadka na 7 probówek o poj. 1,5 oraz 2 ml



D-8904

Adapter do nasadki o nr-art. D-8903

Opis

Akcesoria są przeznaczone do rozszerzenia możliwości pracy wytrząsarki Vortexmaster SU1901. Pozwalają dostosować urządzenie do wytrząsania probówek lub płytek mikrotitracyjnych.

Dostępne są trzy warianty:

- D-8902 – nasadka na płytki mikrotitracyjne,
- D-8903 – nasadka na 7 probówek o pojemności 1,5/2 ml,
- D-8904 – adapter do nasadki D-8903.

Dobór odpowiedniego akcesorium pozwala dopasować wytrząsarkę do rodzaju stosowanych naczyń laboratoryjnych.

W naszej ofercie dostępna jest również [wytrząsarka Vortexmaster SU1901](#).