



## Talerze i akcesoria do rotatora Sunlab SU1500



Talerze obrotowe i akcesoria przeznaczone do rotatora Sunlab SU1500. Dostępne są warianty na probówki 1,5 ml, 15 ml i 50 ml, a także złączki do montażu dwóch talerzy oraz zapasowe klamry zaciskowe.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                                                            |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | D-8501  | Talerz z klamrami zaciskowymi dla 60 probówek o poj. 1,5 ml                                      |
|           | D-8502  | Talerz z klamrami zaciskowymi dla 16 probówek o poj. 15 ml                                       |
|           | D-8503  | Talerz z klamrami zaciskowymi dla 8 probówek o poj. 50 ml                                        |
|           | D-8504  | Złączki do montażu 2 talerzy - 4 szt.                                                            |
|           | D-8505  | Zapasoze klamry zaciskowe z metalu dla probówek o poj. 1,5 ml z kluczem do montażu - op./10 szt. |
|           | D-8506  | Zapasoze klamry zaciskowe z metalu dla probówek o poj. 15 ml z kluczem do montażu - op./10 szt.  |
|           | D-8507  | Zapasoze klamry zaciskowe z metalu dla probówek o poj. 50 ml z kluczem do montażu - op./10 szt.  |

### Opis

Talerze obrotowe i akcesoria umożliwiają dostosowanie **rotatora Sunlab SU1500** do pracy z probówkami o różnych pojemnościach. Dostępne warianty różnią się liczbą miejsc oraz wielkością obsługiwanych probówek.

W naszej ofercie dostępne są:

- D-8501 – talerz z klamrami zaciskowymi na 60 probówek o pojemności 1,5 ml,
- D-8502 – talerz z klamrami zaciskowymi na 16 probówek o pojemności 15 ml,
- D-8503 – talerz z klamrami zaciskowymi na 8 probówek o pojemności 50 ml,
- D-8504 – złączki do montażu 2 talerzy, 4 szt.,
- D-8505 – zapasoze metalowe klamry zaciskowe do probówek 1,5 ml, 10 szt., z kluczem do montażu,
- D-8506 – zapasoze metalowe klamry zaciskowe do probówek 15 ml, 10 szt., z kluczem do montażu,
- D-8507 – zapasoze metalowe klamry zaciskowe do probówek 50 ml, 10 szt., z kluczem do montażu.

Klamry zaciskowe przeznaczone do probówek 15 ml są odpowiednie również do 16 probówek Eppendorf o pojemności 5 ml.

W naszej ofercie dostępny jest również cyfrowy [rotator Sunlab SU1500](#).