



## Statyw na krioprobówki

NALGENE<sup>®</sup>

Statyw nr 3-6002 przeznaczony jest do przechowywania krioprobówek Nalgene<sup>®</sup> 1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml. Ilość otworów: 50 (5×10). Wymiary 193×102×28 mm. Kolor biały. Wykonany z PC. Może być autoklawowany.

Miniatura



Nr-art.

3-6002

Nazwa

Statyw na krioprobówki, 50-miejscowy

### Opis

Statyw nr 3-6002 przeznaczony jest do przechowywania krioprobówek Nalgene<sup>®</sup> 1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml. Ilość otworów: 50 (5×10). Wymiary 193×102×28 mm. Kolor biały. Wykonany z PC. Może być autoklawowany.

W naszej ofercie dostępne są również [krioprobówki Nalgene<sup>®</sup>](#) kompatybilne ze statywem.