



Zestaw szufelek ze stali szlachetnej



Zestaw 3 szufelek wykonanych ze stali szlachetnej Remanit 4301 (18/10), polerowanych na wysoki połysk i przystosowanych do autoklawowania. W skład zestawu wchodzi 3 szufelki o pojemności 120, 450 i 1500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-0696	Zestaw 3 szufelek ze stali szlachetnej	120 ml, 450 ml, 1500 ml	3 szt.

Opis

Zestaw składa się z 3 szufelek o różnych pojemnościach, wykonanych ze stali szlachetnej Remanit 4301 (18/10). Powierzchnia szufelek jest polerowana na wysoki połysk, co ułatwia ich czyszczenie. Wszystkie elementy zestawu mogą być autoklawowane.

W zestawie znajdują się:

- szufelka 120 ml – 100 × 50 mm,
- szufelka 450 ml – 150 × 75 mm,
- szufelka 1500 ml – 240 × 120 mm.

Podane długości są liczone bez rączki.

W naszej ofercie dostępne są również [pojedyncze szufelki ze stali szlachetnej Remanit 4301 w pojemnościach od 120 do 2500 ml](#).