



Rotor do wirówki IKA G-L



Rotor przeznaczony do wirówki IKA G-L, umożliwiający wirowanie 16 probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 2 pasków PCR.

Miniatura



Nr-art.

K-4991

Nazwa

Rotor na 16 probówek PCR o poj. 0,2 ml lub 2 paski

Nr producenta

0030001345

Opis

Rotor K-4991 jest przeznaczony do wirówki [IKA G-L](#) i umożliwia dostosowanie urządzenia do pracy z probówkami oraz paskami PCR.

Rotor mieści 16 probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 2 paski PCR, dzięki czemu może być stosowany w procedurach wymagających wirowania niewielkich objętości.

W naszej ofercie dostępne są również [adapтеры do wirówki IKA G-L](#), umożliwiające pracę z probówkami o pojemności 0,2 ml, 0,4 ml i 0,5 ml.