



Adaptery do rotora 6770-RT

Adaptery przeznaczone do rotora 6770-RT stosowanego w miniwirówce C1601. Umożliwiają wirowanie probówek o pojemności 0,2 ml, 0,25 ml lub 0,5 ml. Każdy wariant oferowany jest w opakowaniu po 8 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.
	L-3115	Adaptery do rotora 6770-RT	probówki o poj. 0,2 ml	8 szt.
	L-3116	Adaptery do rotora 6770-RT	probówki o poj. 0,25 ml	8 szt.
	L-3117	Adaptery do rotora 6770-RT	probówki o poj. 0,5 ml	8 szt.

Opis

Adaptery są przeznaczone do [rotora 6770-RT](#) i umożliwiają dostosowanie go do probówek o mniejszych pojemnościach.

Dostępne są następujące warianty:

- L-3115 – do probówek 0,2 ml, 8 szt.,
- L-3116 – do probówek 0,25 ml, 8 szt.,
- L-3117 – do probówek 0,5 ml, 8 szt.

Zastosowanie adapterów pozwala rozszerzyć zakres probówek obsługiwanych przez rotor 6770-RT do pojemności od 0,2 do 0,5 ml.