



Zestaw sześciu cylindrów miarowych z PP

Zestaw 6 cylindrów miarowych z polipropylenu (PP), obejmujący po jednym cylindrze o pojemności 10, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml.

Miniatura



Nr-art.

B-4053

Nazwa

Zestaw sześciu cylindrów miarowych z PP

Opis

Zestaw składa się z 6 cylindrów miarowych z PP o różnych pojemnościach, co pozwala dobrać odpowiedni wariant do wykonywanego pomiaru.

W zestawie znajdują się cylindry o pojemności: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. W naszej ofercie dostępne są również [pojedyncze cylindry miarowe](#) z PP w pojemnościach od 10 do 1000 ml.