



Zestaw pincet anatomicznych w etui

Zestaw trzech pincet anatomicznych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do rutynowych prac laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	3-0303	Zestaw pincet anatomicznych w etui	5 szt.

Opis

Zestaw zawiera trzy pincety anatomiczne ze stali nierdzewnej, przeznaczone do rutynowych prac laboratoryjnych. W komplecie znajduje się po jednej sztuce 3-0300, 3-0301 i 3-0302.

Pinceta 3-0300 jest czarna i lakierowana proszkowo. Dwie pozostałe są srebrne i mają specjalnie wyprofilowane części chwytne, które lepiej dopasowują się do dłoni. Otwory w ich konstrukcji zmniejszają masę.

W naszej ofercie dostępne są również pojedyncze [pincety anatomiczne ze stali nierdzewnej](#).