



Zestaw statywów Combi na próbówki

Zestaw 5 czterostronnych statywów Combi z polipropylenu (PP), przeznaczonych do próbek 0,5 ml, 1,5/2 ml, 15 ml i 50 ml. W komplecie znajdują się statywy w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim, różowym i pomarańczowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	2-2693	Zestaw statywów Combi - 5 szt./op.	różne kolory	5 szt.

Opis

Zestaw obejmuje **5 czterostronnych statywów Combi** wykonanych z polipropylenu. Każdy z nich umożliwia przechowywanie próbek o kilku różnych pojemnościach dzięki wykorzystaniu wszystkich czterech stron.

Każdy statyw ma:

- 4 miejsca na próbówki 50 ml,
- 12 miejsc na próbówki 15 ml,
- 32 miejsca na próbówki 1,5 i 2 ml,
- 32 miejsca na próbówki 0,5 ml.

Statywy są autoklawowalne, a ich zakres odporności temperaturowej wynosi od -90°C do +121°C. Wymiary pojedynczego statywu to 180 × 90 × 52 mm.

W skład zestawu wchodzi statywy w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim, różowym i pomarańczowym.

W naszej ofercie dostępne są również [pojedyncze statywy Combi w różnych kolorach](#).