



Talerz obrotowy do rotatora TR-200

 Cole-Parmer

Talerz obrotowy przeznaczony do rotatora TR-200. Umożliwia jednoczesne mocowanie 20 probówek o średnicy 9-20 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc
	K-7602	Talerz obrotowy	śr. 9-20 mm	20 miejsc

Opis

Talerz obrotowy K-7602 jest przeznaczony do współpracy z rotatorem TR-200. Umożliwia jednoczesne mocowanie **20 probówek o średnicy 9-20 mm**.

Po zamontowaniu w rotatorze kąt nachylenia talerza można regulować od ustawienia poziomego do pionowego, co pozwala dostosować intensywność mieszania próbek. Rotator pracuje ze stałą prędkością 20 obr./min.

W naszej ofercie dostępny jest również analogowy [rotator TR-200](#) kompatybilny z talerzem obrotowym.