



Zapassowe platformy do rotatora Revolver

FOR MY LAB
neoLab[®]

Zapassowe platformy obrotowe przeznaczone do rotatora Revolver. Umożliwiają pracę z probówkami o pojemności od 0,5/0,8 ml do 50 ml, w zależności od wybranej wersji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	D-6051	Zapassowe platformy obrotowe na 14 probówek o poj. 10/15 ml	2 szt.
	D-6052	Zapassowe platformy obrotowe na 14 probówek do pobierania krwi o poj. 5/7 ml	2 szt.
	D-6053	Zapassowe platformy obrotowe na 30 probówek o poj. 1,5/2,0 ml	2 szt.
	D-6054	Zapassowe platformy obrotowe na 42 probówki o poj. 0,5/0,8 ml	2 szt.
	D-6055	Zapassowa platforma obrotowa na 6 probówek o poj. 50 ml	1 szt.

Opis

Zapassowe platformy obrotowe są **przeznaczone do rotatora Revolver** i umożliwiają dopasowanie urządzenia do probówek o różnych pojemnościach.

W naszej ofercie znajdują się platformy:

- na 14 probówek 10/15 ml – 2 szt.,
- na 14 probówek do pobierania krwi 5/7 ml – 2 szt.,
- na 30 probówek 1,5/2,0 ml – 2 szt.,
- na 42 probówki 0,5/0,8 ml – 2 szt.,
- na 6 probówek 50 ml – 1 szt.

Montaż odbywa się za pomocą złączy wtykowych bez użycia narzędzi. Platformę przeznaczoną na 6 probówek 50 ml można zamontować zarówno pionowo, jak i poziomo.

W naszej ofercie dostępny jest również [rotator cyfrowy Revolver](#), kompatybilny z tymi platformami.