



Statywy do rotatora z funkcją wytrząsarki Vortex

Statywy przeznaczone do rotatora z funkcją wytrząsarki Vortex. Umożliwiają pracę z probówkami o różnych średnicach i pojemnościach, od 0,5 do 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla
	7-0046	Statyw	10 x śr. 30 mm
	7-0047	Statyw	16 x śr. 16 mm
	7-0048	Statyw	28 x śr. 13 mm
	7-0049	Statyw	32 x śr. 11 mm
	7-0050	Statyw	8 x śr. 11 mm, 8 x śr. 13 mm, 4 x śr. 16 mm, 2 x śr. 30 mm

Opis

Statywy umożliwiają dostosowanie rotatora do probówek o różnych średnicach i pojemnościach. W zależności od wybranej konfiguracji mogą być stosowane do pracy z probówkami od 0,5 do 50 ml.

W naszej ofercie znajdują się statywy:

- 7-0046 – 10 miejsc na probówki o średnicy 30 mm,
- 7-0047 – 16 miejsc na probówki o średnicy 16 mm,
- 7-0048 – 28 miejsc na probówki o średnicy 13 mm,
- 7-0049 – 32 miejsca na probówki o średnicy 11 mm,
- 7-0050 – statyw mieszany na probówki o średnicy 11, 13, 16 i 30 mm.

Statyw 7-0050 umożliwia jednoczesne zamocowanie 2 probówek 50 ml, 4 probówek 15 ml, 8 probówek 5 ml i 8 probówek 1,5 ml.

W naszej ofercie dostępny jest również [rotator z funkcją wytrząsarki Vortex](#), kompatybilny z tymi statywami.