



Talerze obrotowe i adapter do rotatorów laboratoryjnych



Talerze obrotowe przeznaczone do rotatorów laboratoryjnych, umożliwiające pracę z probówkami o różnych średnicach. W ofercie znajdują się talerze na 12 lub 20 probówek oraz adapter do montażu dwóch talerzy obrotowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1176	Talerz obrotowy na 20 probówek o średnicy 11-15 mm
	2-1177	Talerz obrotowy na 20 probówek o średnicy 14-18 mm
	2-1179	Talerz obrotowy na 20 probówek o średnicy 8-12 mm
	2-1182	Talerz obrotowy na 12 probówek o średnicy 26-32 mm
	2-1183	Adapter na 2 talerze obrotowe

Opis

Talerze obrotowe umożliwiają dostosowanie rotatora do probówek o różnych średnicach. Konstrukcja pozwala na zmianę kąta ustawienia talerza w zakresie 27-90° oraz jego łatwą wymianę.

W naszej ofercie znajdują się:

- talerz na 20 probówek o średnicy 11-15 mm,
- talerz na 20 probówek o średnicy 14-18 mm,
- talerz na 20 probówek o średnicy 8-12 mm,
- talerz na 12 probówek o średnicy 26-32 mm,
- adapter umożliwiający montaż 2 talerzy obrotowych.

W naszej ofercie dostępne są również [rotatory ze stałą prędkością 10 obr./min oraz z regulacją prędkości w zakresie 5-50 obr./min.](#)