



Statywy z PP na próbówki typu Falcon

BIOLOGIX[®]

Statywy wykonane z wysokiej jakości polipropylenu medycznego. Przeznaczone do próbek typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml, posiadają odpowiednio 50 i 25 numerowanych miejsc. Kształt statywów zapewnia stabilność oraz wygodę użytkowania. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	B-0326	Statyw na próbówki typu Falcon o poj. 15 ml	niebieski	50 miejsc	213 x 130 x 50 mm	1 szt.
	B-0327	Statyw na próbówki typu Falcon o poj. 50 ml	niebieski	25 miejsc	200 x 170 x 52 mm	1 szt.

Opis

Statywy wykonane z wysokiej jakości polipropylenu medycznego. Przeznaczone do próbek typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml, posiadają odpowiednio 50 i 25 numerowanych miejsc. Kształt statywów zapewnia stabilność oraz wygodę użytkowania. Autoklawowalne.