



Zestaw statywów Top-Rack



Zestaw 5 statywów Top-Rack z polipropylenu (PP), przeznaczonych do probówek 1,5 i 2,0 ml. Każdy statyw ma 80 miejsc, dwa uchwyty i może być autoklawowany. Zestaw obejmuje pięć różnych kolorów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-3414	Zestaw statywów Top-Rack	intensywnie niebieski, intensywnie zielony, intensywnie pomarańczowy, intensywnie różowy, żółty

Opis

Zestaw obejmuje 5 statywów Top-Rack, przeznaczonych do probówek o pojemności 1,5 i 2,0 ml. Każdy statyw ma 80 miejsc, dwa uchwyty i wykonany jest z polipropylenu.

Statywy są autoklawowalne i odporne na temperaturę w zakresie od -80°C do +125°C. Wymiary pojedynczego statywu wynoszą 225 × 65 × 28 mm.

W zestawie znajdują się statywy w kolorach: intensywnie niebieskim, intensywnie zielonym, intensywnie pomarańczowym, intensywnie różowym i żółtym.

W naszej ofercie dostępne są również [pojedyncze statywy Top-Rack w różnych kolorach](#).