



Nasadki do uniwersalnej wytrząsarki laboratoryjnej



Wymienne nasadki przeznaczone do uniwersalnej wytrząsarki laboratoryjnej. Umożliwiają pracę z probówkami, kolbami, szalkami Petriego oraz naczyniami o różnych kształtach i wymiarach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rys.
	3-5096	Płaska nasadka w kształcie platformy wytrząsającej	1
	3-5097	Nasadka wytrząsająca do 4 kolb	2
	3-5098	Nasadka uniwersalna z rolkami napinającymi	3
	3-5099	Nasadka do obsługi jedną ręką, z gumową powłoką	4
	3-5094	Nasadka do probówek	5

Opis

Nasadki umożliwiają dostosowanie wytrząsarki do różnych naczyń laboratoryjnych i sposobów pracy. Poszczególne rozwiązania są przeznaczone do probówek, kolb, szalek Petriego oraz naczyń okrągłych i kanciastych.

Płaska platforma o wymiarach 200 × 400 mm jest wyłożona matą antypoślizgową i przeznaczona do małych naczyń oraz szalek Petriego. Nasadka do kolb umożliwia pracę z maksymalnie 4 kolbami okrągłymi lub Erlenmeyera do 500 ml, a rozpiętość uchwyty klamr wynosi 60 mm.

Nasadka uniwersalna wykorzystuje wychylne rolki napinające pokryte miękką gumą, które stabilizują naczynia okrągłe i kanciaste. Z kolei nasadka do obsługi jedną ręką, pokryta gumą, jest przeznaczona do jednoczesnego wytrząsania wielu naczyń lub kolb do 100 ml.

Nasadka do probówek mieści 36 probówek o maksymalnej średnicy 16 mm. Dwie śruby zaciskowe umożliwiają płynną zmianę położenia od ustawienia pionowego do kąta nachylenia 45°.

W naszej ofercie dostępna jest również uniwersalna [wytrząsarka laboratoryjna kompatybilna z tymi nasadkami](#).