



Statyw dozujący do taśmy opisowej

Statyw dozujący przeznaczony do taśmy opisowej o szerokości około 19 mm. Wyposażony jest w specjalną platformę ułatwiającą nanoszenie opisów oraz krawędź tnącą do odcinania taśmy.

Miniatura



Nr-art.

1-7261

Nazwa

Statyw dozujący

Opis

Statyw dozujący jest przeznaczony do wygodnego korzystania z taśmy opisowej stosowanej do znakowania w laboratorium. Konstrukcja została wyposażona w specjalną platformę do opisywania taśmy oraz krawędź tnącą, która ułatwia odcinanie potrzebnych odcinków.

Statyw współpracuje z taśmą opisową o szerokości około 19 mm, odporną na wilgoć i temperaturę od -70°C do +95°C.

W naszej ofercie dostępna jest również [kompatybilna taśma opisowa](#) o szerokości 19 mm i długości rolki 33 m.