



Nasadki i elementy zapasowe do wytrząsarki neoLab Vortex

FOR MY LAB
neoLab[®]

Akcesoria przeznaczone do wytrząsarki neoLab Vortex. Obejmują nasadki na 8 lub 20 próbek o pojemności 1,5/2,2 ml oraz zapasową dolną i górną część nasadki gumowej.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



1-3060

Dodatkowa nasadka na 8 próbek reakcyjnych



1-3061

Dodatkowa nasadka na 20 próbek reakcyjnych



7-2021

Zapasowa nasadka gumowa - część dolna (podstawa)



7-2022

Zapasowa nasadka gumowa - część górna

Opis

Akcesoria umożliwiają dostosowanie wytrząsarki neoLab Vortex do jednoczesnej pracy z większą liczbą próbek oraz wymianę elementów gumowych.

Nasadki wytrząsające są przeznaczone do 8 lub 20 próbek o pojemności 1,5/2,2 ml. Każda z nich ma stałą płytkę do umieszczania próbek oraz regulowaną płytkę zabezpieczającą naczynka podczas pracy. Uzupełnieniem są zapasowa dolna oraz górna część nasadki gumowej.

W naszej ofercie dostępna jest również [wytrząsarka laboratoryjna neoLab Vortex](#), kompatybilna z tymi akcesoriami.