



Zestawy adapterów do wirówki Labofuge 200 - Heraeus

thermo scientific

Adaptery są przeznaczone do wirówki Labofuge 200 i umożliwiają jej przystosowanie do pracy z wybranymi typami probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-3011	Zestaw adapterów na probówki 5 ml i 7 ml	2 x 12 szt.
	K-3012	Zestaw adapterów na probówki typu Monovette 9 ml	12 szt.

Opis

Zestawy adapterów K-3011 i K-3012 są przeznaczone do wirówki [Labofuge 200](#) i umożliwiają dopasowanie uchwytów do określonych typów probówek, w tym probówek typu Monovette 9 ml. Model Labofuge 200 został wycofany z produkcji, natomiast adaptery pozostają dostępne w ofercie.