



Kubki do pH-metru HI 208



Kubki do pH-metru HI 208 są przeznaczone do przygotowywania i pomiaru próbek podczas pracy z urządzeniem. Wykonane z tworzywa sztucznego, mają pojemność 50 ml i są dostępne jako akcesorium dodatkowe.

Miniatura



Nr-art.

K-2750

Nazwa

Plastikowe kubki - ze skalą - 100 ml

Szt./Op.

10 szt.

Opis

Kubki do [pH-metru HI 208](#) są przeznaczone do przygotowywania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i temperatury. Wykonane z tworzywa sztucznego, mają pojemność **50 ml** i są dopasowane do uchwytu zastosowanego w urządzeniu HI 208. Mogą być stosowane jako dodatkowe lub zapasowe naczynia pomiarowe.