



Wkłady na butelki do pudełka termicznego - Overath

Wkłady do pudełka termicznego umożliwiają stabilne ułożenie butelek laboratoryjnych podczas transportu i przechowywania. Ograniczają ich przesuwanie się wewnątrz pojemnika. Wkłady mają wysokość 8 cm i są przeznaczone do butelek o różnych średnicach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. wewnętrzne	Liczba miejsc
	1-7540	Wkład do pudełka na butelki o poj. 100 ml	otw. 55 x 55 mm	40 miejsc
	1-7541	Wkład do pudełka na butelki o poj. 250 ml	otw. 75 x 75 mm	18 miejsc
	1-7542	Wkład do pudełka na butelki o poj. 500 ml	otw. 90 x 90 mm	15 miejsc

Opis

Wkłady do pudełka termicznego są przeznaczone do stabilnego transportu butelek laboratoryjnych i pomagają ograniczyć ich przemieszczanie się wewnątrz [pojemnika termicznego](#). Wkłady mają wysokość **8 cm** i są dostosowane do butelek o różnych średnicach.

Maksymalna średnica butelek:

- **100 ml - 55 mm**
- **250 ml - 75 mm**
- **500 ml - 90 mm**

Wkłady mogą być stosowane jako dodatkowe wyposażenie ułatwiające bezpieczne rozmieszczenie butelek podczas przechowywania i transportu.