



Zapasowy nóż do pojemników dozujących na Parafilm

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Ostrze zapasowe do dozownika Parafilm® służy do wymiany zużytego elementu tnącego. Konstrukcja z podwójnym ostrzem pozwala na wygodne cięcie folii w obu kierunkach.

Miniatura



Nr-art.

R-3035

Nazwa

Zapasowy nóż tnący do pojemników dozujących na Parafilm

Kolor

niebieski

Opis

Zapassowe ostrze do [pojemnika dozującego](#) na Parafilm® jest przeznaczone do wymiany zużytego noża w dozowniku. Podwójne ostrze umożliwia cięcie folii w obu kierunkach i przywraca pełną funkcjonalność dozownika.