



## Zapasowe ostrza do skrobaka laboratoryjnego

Zapasowe ostrza do skrobaka są przeznaczone do wymiany zużytego elementu tnącego. Wykonane z nierdzewnego metalu, mają szerokość 50 mm.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa           | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | 2-7121  | Ostrza zapasowe | 10 szt.  |

### Opis

Wymienne ostrza do skrobaka umożliwiają szybką wymianę zużytej części roboczej [skrobaka laboratoryjnego](#) bez konieczności zakupu nowego narzędzia. Są wykonane z **nierdzewnego metalu** i przeznaczone do usuwania zabrudzeń oraz pozostałości z różnych powierzchni laboratoryjnych. Szerokość ostrza: **50 mm**.