



Rotory zapasowe do miniwirówki Spectrafuge®



Zapassowe rotory przeznaczone do miniwirówki Spectrafuge®. Dostępny jest rotor na 6 próbek o pojemności 1,5/2,0 ml oraz rotor na dwa 8-stanowiskowe paski próbek PCR o pojemności 0,2 ml.

Miniatura



Nr-art.

B-0176

Nazwa

Zapassowy rotor na 6 próbek o poj. 1,5/2,0 ml



B-0177

Zapassowy rotor na dwa 8-stanowiskowe paski próbek do PCR o poj. 0,2 ml

Opis

Zapassowe rotory przeznaczone do miniwirówki Spectrafuge®, umożliwiające pracę z próbkami reakcyjnymi oraz paskami próbek PCR.