



Statywy na taśmy neoTape[®]

Statywy Multitape wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego i przeznaczone do wygodnego przechowywania oraz dozowania taśm opisowych, w szczególności neoTape[®]. Dostępne są warianty dopasowane do taśm o różnych długościach i średnicach wewnętrznych.

Miniatura



Nr-art.

2-6251

2-6180

Nazwa

Statyw Multitape

Statyw Multitape

Opis

Statywy Multitape wykonano z trwałego tworzywa sztucznego i przeznaczone do wygodnego przechowywania oraz dozowania taśm opisowych, w szczególności neoTape[®].

Statyw Multitape, nr art. 2-6251

Przystosowany do maksymalnie **15 rolek taśmy neoTape[®] o długości 12,7 m** lub innych taśm klejących o średnicy wewnętrznej do **2,54 cm**.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 25 x 11,4 x 8,6 cm.

Statyw Multitape, nr art. 2-6180

Przeznaczony do taśm neoTape[®] o długości **55 m** oraz innych taśm klejących o średnicy wewnętrznej do **7,6 cm**.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 25 x 18,4 x 15,2 cm.

W ofercie dostępny jest również [dozownik na taśmy neoTape[®]](#).