



Rotory i akcesoria do wirówek Eppendorf 5702, 5702 R i 5702 RH

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Rotory i akcesoria przeznaczone do wirówek Eppendorf 5702, 5702 R i 5702 RH. Dostępne są rotory wychylne i stałokątne do różnych typów probówek, a także adaptory i maty gumowe do probówek stożkowych Falcon® 15 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	K-9735	Rotor wychylnokątny A-8-17	do wirówek 5702/5702 R/5702 RH	5702 700.002
	K-9736	Rotor stałokątny F-35-30-17	do wirówek 5702/5702 R/5702 RH	5702 704.008
	K-9737	Rotor stałokątny F-35-30-17	do wirówek 5702/5702 R/5702 RH	5702 705.004
	K-9738	Rotor stałokątny F-45-24-11	do wirówek 5702/5702 R/5702 RH	5702 746.002
	K-1903	Adapter na probówki 15 ml	do rotora A-8-17	5702 702.005
	K-1904	Maty gumowe na probówki 15 ml	do rotora A-8-17	5702 701.009

Opis

Akcesoria przeznaczone do wirówek Eppendorf 5702, 5702 R i 5702 RH umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych typów probówek i zastosowań laboratoryjnych. W ofercie znajdują się rotory wychylne i stałokątne, a także adaptory oraz maty gumowe do probówek.