



Czujnik przewodności InLab[®] 731



InLab[®] 731 to 4-biegunowy czujnik przewodności przeznaczony do pomiarów w szerokim zakresie próbek. Może być stosowany m.in. z konduktometrami SevenCompact[™] i jest odpowiedni do standardowych zastosowań laboratoryjnych.

Miniatura



Nr-art.

B-2711

Nazwa

4-biegunowy czujnik przewodności InLab[®] 731

Nr producenta

51344020

Opis

InLab[®] 731 jest 4-biegunowym czujnikiem przewodności przeznaczonym do wykonywania stabilnych i powtarzalnych pomiarów w roztworach o różnym poziomie przewodności. Konstrukcja czterobiegunowa pozwala ograniczyć wpływ polaryzacji elektrod i sprawdza się w typowych pomiarach laboratoryjnych.

Czujnik może być stosowany jako wyposażenie [konduktometrów SevenCompact[™]](#), w tym modelu S230. Jest odpowiedni do zastosowań ogólnych i może być wykorzystywany jako samodzielne akcesorium lub element zestawu pomiarowego.