



## Filtry ochronne do pipet Eppendorf Research plus, Reference 2 i Xplorer plus

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Filtry marki Eppendorf montuje się wewnątrz dolnej części pipety, gdzie tworzą barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia oraz do pipetowanej próbki. Umożliwiają stosowanie standardowych końcówek bez filtra. Opakowanie zawiera 10 filtrów z 1 tuleją do filtra.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                           | Kod barwny | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
|           | K-1858  | Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 5 ml  | fioletowy  | 10 szt.  | 4920 623.005  |
|           | K-1859  | Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 10 ml | turkusowy  | 10 szt.  | 4920 624.001  |

### Opis

**Filtry ochronne Eppendorf** służą do ograniczania ryzyka kontaminacji pipety i pobieranej próbki. Umieszcza się je wewnątrz stożka pipety, gdzie chronią mechanizm urządzenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń oraz pomagają ograniczyć ryzyko kontaminacji.

Opakowanie zawiera 10 filtrów z 1 tuleją do filtra. Dostępne są w dwóch wariantach: dla pipet o objętości 5 ml i 10 ml.

**Uwaga:** Filtry przeznaczone są do pipet **Eppendorf Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup> 2 i Xplorer<sup>®</sup> plus**.

W ofercie znajdują się również [filtry](#) do klasycznej serii Eppendorf Research.