



## Tryskawki z niebieską zakrętką

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Tryskawki wykonane z przezroczystego PE. Posiadają cienkie ścianki oraz narożniki odporne na pęknięcia. Końcówka dozująca zapewnia wąski i precyzyjny strumień cieczy.

Miniatura



Nr-art.

S-0999

Nazwa

Tryskawka z LDPE

Pojemność

500 ml

### Opis

Wykonane z wysoce przezroczystego i półsztywnego polietylenu (PE) o grubych ściankach i narożnikach odpornych na zgniatanie. Okrągły kształt butelki umożliwia nieograniczony wypływ cieczy. Przy niewielkim nacisku butelki elastyczna rurka doprowadzająca gwarantuje delikatny i prosty wypływ zawartości. Konstrukcja rurki dozującej gwarantuje łatwe i precyzyjne dotarcie również do narożników kolb. W celu zwiększenia natężenia przepływu końcówkę rurki doprowadzającej można przyciąć.

**Średnica tryskawek o poj. 500 ml: 74 mm.**