



## Krystalizatory szklane z wylewem

Krystalizatory wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, wyposażone w praktyczny wylew ułatwiający przelewanie cieczy. Odporne termicznie i chemicznie, stabilne dzięki płaskiej podstawie. Dostępne pojemności od 60 ml do 2000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1271	Krystalizator z wylewem	60 ml	60 mm	40 mm
	S-1272	Krystalizator z wylewem	160 ml	90 mm	45 mm
	S-1273	Krystalizator z wylewem	300 ml	100 mm	50 mm
	S-1274	Krystalizator z wylewem	500 ml	125 mm	63 mm
	S-1275	Krystalizator z wylewem	900 ml	150 mm	75 mm
	S-1276	Krystalizator z wylewem	2000 ml	180 mm	90 mm

### Opis

**Krystalizatory wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3**, które charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną oraz doskonałą trwałością termiczną. Dzięki tym właściwościom naczynia doskonale sprawdzają się w laboratoriach, m.in. podczas powolnego odparowywania roztworów, ogrzewania oraz przygotowywania próbek.

Każdy krystalizator wyposażony jest w wylew, który ułatwia kontrolowane przelewanie cieczy. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość mechaniczną, natomiast płaska podstawa zapewnia bardzo dobrą stabilność podczas pracy. Naczynia są łatwe do czyszczenia i przeznaczone do codziennego użytku w laboratoriach chemicznych, analitycznych, dydaktycznych oraz przemysłowych.

Seria obejmuje krystalizatory o **pojemnościach od 60 ml do 2000 ml**, z odpowiadającymi im średnicami 60-180 mm i wysokościami 40-90 mm.