



**Kosze ze stali szlachetnej do sterylizacji -
 zamykane**



Kosze ze stali szlachetnej przeznaczone do procesu sterylizacji. Pokrywki przymocowane na zawiasach zapewniają bezpieczne przechowanie produktów podczas ich autoklawowania. Kosze są polerowane elektrolitycznie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Szerokość	Długość	Wysokość
	B-0971	Kosz ze stali szlachetnej do sterylizacji	z zamykaną pokrywką	180 mm	180 mm	90 mm
	B-0972	Kosz ze stali szlachetnej do sterylizacji	z pokrywką z uchwytem	130 mm	250 mm	60 mm

Opis

Kosze ze stali szlachetnej przeznaczone do procesu sterylizacji. Pokrywki przymocowane na zawiasach zapewniają bezpieczne przechowanie produktów podczas ich autoklawowania. Kosze są polerowane elektrolitycznie.