



## Pojemniki z PP na próbki - poj. 25 ml

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki w różnych wariantach: sterylne, aseptyczne, z łopatką i bez łopatki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Zdjęcie	Szt./Op.
	B-2336	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką	25 ml	25 x 90 mm	niesterylne	1	500 szt.
	B-2337	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką	25 ml	25 x 90 mm	sterylne	2	100 szt.
	B-2331	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z łopatką	25 ml	25 x 80 mm	niesterylne	5	1000 szt.
	B-2332	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z łopatką	25 ml	25 x 80 mm	aseptyczny	6	500 szt.

### Opis

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki w różnych wariantach: sterylne, aseptyczne, z łopatką i bez łopatki. Zawierają zakrętki w kolorze białym lub czerwonym.