



Pojemniki z PP na próbki - z zakrętką - poj. 60 ml



Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pojemność	Wymiary	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2354	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką	60 ml	38 x 65 mm	niebieska	niesterylny	worek	500 szt.
	B-2355	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką	60 ml	38 x 65 mm	czerwona	sterylny	worek	500 szt.
	B-2365	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką	60 ml	38 x 65 mm	czerwona	sterylny	pak. ind.	400 szt.
	B-2357	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z łopatką	60 ml	38 x 65 mm	niebieska	niesterylny	worek	500 szt.
	B-2366	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z łopatką	60 ml	38 x 65 mm	czerwona	sterylny	pak. ind.	400 szt.

Opis

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki. Sprzedawane jako sterylne oraz niesterylne, w workach po 100 szt., 500 szt. oraz indywidualnie pakowane w ilości 400 szt.

Produkt w promocyjnej cenie ma krótki termin ważności.