



Pojemniki z PP na próbki - z zakrętką - poj. 180 ml

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki o pojemności 180 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2377	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	180 ml	63 x 80 mm	biały	niesterylne	worek	200 szt.
	B-2380	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	180 ml	63 x 80 mm	czerwony	sterylny	pak. ind.	150 szt.

Opis

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki.