





Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie

Hermetycznie zamykane pojemniki wykonane z HDPP. Ze zintegrowaną pokrywką. Służą do przechowywania, transportu i wysyłki próbek. Spełniają normy USA: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P. Mogą być autoklawowane.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	2-5250	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie 13 ml		15 mm	91 mm	10 szt.
	2-5251	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie 49 ml		29 mm	82 mm	10 szt.
	2-5252	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie 124 ml		45 mm	85 mm	10 szt.
	2-5253	Pojemniki transportowe z pokrywką - wysokie 342 ml		63 mm	116 mm	10 szt.

Opis

Hermetycznie zamykane pojemniki wykonane z HDPP. Ze zintegrowaną pokrywką. Służą do przechowywania, transportu i wysyłki próbek. Spełniają normy USA: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P. Mogą być autoklawowane.

Uwaga: Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wysokości oraz średnicy wewnętrznej.