



## Jednorazowe pojemniki na próbki (PP)



Przeznaczone do wielu zastosowań w laboratoriach i medycynie. Niesterylne.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                               | Pojemność | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|
|   | 2-1551  | Pojemniki bez pokrywek, niesterylne | 120 ml    | 100 szt. |
|   | 2-1552  | Pojemniki bez pokrywek, niesterylne | 225 ml    | 100 szt. |
|  | 2-1550  | Pokrywki, niesterylne               | -         | 100 szt. |

### Opis

Przeznaczone do wielu zastosowań w laboratoriach i medycynie. Niesterylne.

**Materiał:** PP, autoklawowalny do 121°C.

Pokrywki wykonane z PE (nie nadają się do autoklawowania) należy zamawiać oddzielnie.