



## Pojemniki z PP na próbki - z zakrętką - poj. 120 ml

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki sterylne lub niesterylne. W komplecie z zakrętkami z PE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2368	Pojemniki z PP na próbki	120 ml	58 x 72 mm	niebieski	niesterylny	worek	500 szt.
	B-2372	Pojemniki z PP na próbki	120 ml	57 x 73 mm	czerwony	sterylny	pak. ind.	350 szt.

### Opis

Polipropylenowe, standardowe pojemniki na próbki sterylne (A) lub niesterylne. Zawierają pole do opisu i podziałkę, zakrętki z PE w wersji niebieskiej (niesterylne) lub czerwonej (sterylny).