



Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką

Okrągłe, białe pojemniki ze szczelną gwintową pokrywką w kolorze czerwonym. Wykonane z polipropylenu. Służą do przechowywania mediów proszkowych lub płynnych, niewielkich przedmiotów, maści itp. Mogą być autoklawowane w temp. do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys. x śr.	Szt./Op.
	2-2177	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	25 ml	41 x 31 mm	25 szt.
	2-2077	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	60 ml	56 x 42 mm	25 szt.
	2-2178	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	90 ml	52 x 53 mm	25 szt.
	2-2078	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	125 ml	67 x 53 mm	25 szt.
	2-2079	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	250 ml	78 x 69 mm	15 szt.
	2-2179	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	375 ml	97 x 76 mm	9 szt.
	2-2180	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	500 ml	91 x 90 mm	9 szt.
	2-2181	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	625 ml	114 x 90 mm	9 szt.
	2-2182	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	1000 ml	128 x 106 mm	3 szt.
	2-2183	Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką	1250 ml	159 x 106 mm	3 szt.

Opis

Okrągłe, białe pojemniki ze szczelną gwintową pokrywką w kolorze czerwonym. Wykonane z polipropylenu. Służą do przechowywania mediów proszkowych lub płynnych, niewielkich przedmiotów, maści itp. Mogą być autoklawowane w temp. do 121°C.