



## Pojemniki do przechowywania i zamrażania próbek

Pojemniki do przechowywania i zamrażania próbek. Wykonane z polietylenu wysokiej jakości (pokrywa z LDPE, naczynie z HDPE). Możliwość układania w stosy. Odporne na temperatury od -40°C do +95°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-3531	Pojemniki do zamrażania	500 ml	5 szt.
	B-3532	Pojemniki do zamrażania	800 ml	5 szt.
	B-3533	Pojemniki do zamrażania - płaskie	1000 ml	3 szt.
	B-3535	Pojemniki do zamrażania - wysokie	1600 ml	3 szt.
	B-3536	Pojemniki do zamrażania - płaskie	1600 ml	3 szt.
	B-3530	Zestaw pojemników do zamrażania	500-1600 ml	22 szt.

### Opis

Pojemniki do przechowywania i zamrażania próbek. Wykonane są z wysokiej jakości polietylenu (pokrywa z LDPE, naczynie z HDPE). Dzięki wzajemnie dopasowanym rozmiarom doskonale nadają się do układania w stosy na niewielkiej powierzchni. Pojemniki są odporne na temperatury **od -40°C do +95°C**.

Do wyboru pojemniki o pojemności: 500 i 1600 ml. Płaskie i wysokie.