



## Rynienki na odczynniki Flip-Side - kolorowe - 5 szt.

**BIOLOGIX**<sup>®</sup>

Rynienki wykonane z polipropylenu. Posiadają dwie funkcjonalne strony. Na jednej znajduje się 12 kanałów o objętości 5 ml każdy. Na drugiej znajduje się jeden duży kanał o objętości 50 ml. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-0360	Rynienki na odczynniki Flip-Side	12 dołków	niesterylne	5 szt.

### Opis

Rynienki wykonane z polipropylenu. Posiadają dwie funkcjonalne strony. Na jednej znajduje się 12 kanałów o objętości 5 ml każdy. Na drugiej znajduje się jeden duży kanał o objętości 50 ml. Autoklawowalne.

Kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty, przezroczysty