



Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego ze stożkowym dnem



Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3, bez brzegu, z dnem stożkowym 30° albo 60°. Dostępne w pojemnościach: 15, 25 i 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	E-1084	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 30°	15 ml	16 x 100 mm	10 szt.
	E-1085	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 60°	25 ml	24 x 100 mm	10 szt.
	E-1086	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 3.3	stożkowe 60°	50 ml	34 x 100 mm	10 szt.

Opis

Probówki wirówkowe marki Witeg o pojemności 15, 25 lub 50 ml. Wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego 3.3, bez brzegu. Z dnem stożkowym 30° albo 60°, mają wysokość 100 mm. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk produktu.