






## Białe zbiorniki na odczynniki - sterylne

**BIOL©GIX**<sup>®</sup>

Rynienki wykonane z białego PS. O pojemnościach 25, 55 i 100 ml. Sterylne, pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-0377	Rynienki na odczynniki - PS - sterylne	25 ml	50 szt.
	B-0378	Rynienki na odczynniki - PS - sterylne	55 ml	100 szt.
	B-0379	Rynienki na odczynniki - PS - sterylne	100 ml	50 szt.

### Opis

Rynienki wykonane z białego PS. O pojemnościach 25, 55 i 100 ml. Sterylne, pakowane indywidualnie.