



Przezroczyste zbiorniki na odczynniki - z PVC - niesterylne - 55 ml

BIOLOGIX[®]

Rynienki wykonane z PVC. Pojemność 55 ml. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością.

Miniatura



Nr-art.

B-0376

Nazwa

Rynienki na odczynniki - PVC - niesterylne

Pojemność

55 ml

Szt./Op.

100 szt.

Opis

Rynienki wykonane z PVC. Pojemność 55 ml. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością.