



Zbiorniki na odczynniki do pipet wielokanałowych - 100 ml



Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0258	Zbiorniki na odczynniki 100 ml		146 x 83 x 32 mm	niesterylny	10 x 10 szt.	100 szt.

Opis

Wykonane z tworzywa PET. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Kolor biały. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Z rowkiem zbierającym na dnie dla zminimalizowania strat odczynnika i oznaczeniami pojemności na ścianie wewnętrznej. Posiadają wzmocnione ścianki boczne i poszerzoną podstawę.