



Kolorowe znaczniki do krioprobówek

Kolorowe znaczniki do krioprobówek wykonane z wysokiej jakości polipropylenu klasy medycznej. Dostępne w 6 kolorach. Doskonale pasują do górnej części nakrętki. Umożliwiają łatwą i szybką klasyfikację oraz identyfikację próbek. **Niesterylne.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-0830	Znaczniki z PP do krioprobówek	biały	100 szt.
	B-0831	Znaczniki z PP do krioprobówek	czerwone	100 szt.
	B-0832	Znaczniki z PP do krioprobówek	zielone	100 szt.
	B-0833	Znaczniki z PP do krioprobówek	niebieskie	100 szt.
	B-0834	Znaczniki z PP do krioprobówek	żółte	100 szt.
	B-0835	Znaczniki z PP do krioprobówek	fioletowe	100 szt.

Opis

Kolorowe znaczniki do krioprobówek wykonane z wysokiej jakości polipropylenu klasy medycznej. Dostępne w 6 kolorach. Doskonale pasują do górnej części nakrętki. Umożliwiają łatwą i szybką klasyfikację oraz identyfikację próbek. **Niesterylne.**

Mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu.

Pasują do krioprobówek o poj. 2,0 i 5,0 ml o nr-art. B-0810 ÷ B-0816 i B-0822 ÷ B-0827 (zarówno do zakrętek z gwintem zewnętrznym, jak i z wewnętrznym).